

VHODNÝ
PRO STROJOVÉ
ČIŠTĚNÍ



DESAM® GK

KONCENTROVANÝ KAPALNÝ DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK S MYCÍMI ÚČINKY
NA BÁZI ALDEHYDŮ

- Vhodný k mytí a dezinfekci všech vodou omyvatelných ploch a povrchů
- Výborná materiálová snášenlivost
- Velmi dobré čistící účinky
- Široké spektrum účinnosti
- Neobsahuje formaldehyd

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek s mycími účinky pro jednofázovou dezinfekci a mytí ploch a povrchů z oceli, mědi, hliníku, mosazi, skla, porcelánu, keramiky, PVC, PE, plexiskla, syntetické pryže, termolabilních materiálů. Vhodné pro strojové i ruční čištění a dezinfekci i likvidaci ohniskové infekce ve všech prostorách zdravotnických a jiných zařízení, které jsou vystaveny silné biologické a infekční zátěži nebo vyžadují vysokou dezinfekční čistotu. Doporučujeme používat jako alternativní produkt k prostrídání aktivních látek k přípravku Desam Extra, Chloramin T.

Složení:

Aktivní látky:

- Glyoxal
- Glutardialdehyd
- Alkylbenzyltrimethylamonium chlorid

Spektrum účinnosti:

- Baktericidní vč. MRSA, virucidní (*Adenovirus*, *Poliovirus*), sporicidní (*B. Subtilis*), tuberkulocidní, mykobaktericidní, fungicidní

Použití		Koncentrace	Expozice	
Čištění a dezinfekce ploch a povrchů zdravotnictví a obecné praxi		2%	15 min	
Čištění a dezinfekce při zvýšené biologické zátěži		5%	60 min	
Účinnost		Testovací norma	Koncentrace	Expozice
Baktericidní	S. Aureus, P. Aeruginosa, E. Hirae, E. Coli	EN 13727	2%	15 min
	MRSA	SOP	0,5%	2 min
Fungicidní	C. Albicans, A. Niger	EN 13624	2%	15 min
Mykobaktericidní	M. Avium, M. Terrae	SOP	1%	30 min
Virucidní	Adenovirus, Poliovirus	EN 14476, DVV/RKI	5%	60 min
Sporicidní	B. Subtilis	EN 13704	4%	60 min

Návod na použití:

Příprava pracovního roztoku:

K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte

Logistické údaje:

EAN produktu	Název výrobku	Počet ks v kartonu	Počet ks na paletě
8594005390126	Desam GK 1 l	12	324
8594005390126	Desam GK 5 kg	x	96

potřebné množství přípravku ve vodě o teplotě 20 - 25°C. 2% roztok se připraví rozmícháním 20 ml přípravku v 980 ml vody. Nepoužívejte vodu vyšší teploty, mohou vznikat dráždivé výpary. Pracovní roztok uchovávejte v uzavřené nádobě.

Aplikace:

Dezinfekce ploch a předmětů. Předem odstraňte hrubé nečistoty. Plochy a povrchy předmětů otřete textilií smočenou v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Nepoužitý připravený roztok lze skladovat po dobu maximálně 10 dní.

Oblast použití:

- Určen k manuální dezinfekci i strojnímu čištění všech vodovzdorných a omývatelných ploch a předmětů.
- Zdravotnická zařízení a oddělení s vyšší biologickou zátěží: operační, gynekologická, plicní, infekční, oddělení popálenin, JIP, ARO a dializační jednotka, laboratoře.
- Vhodný také pro dezinfekci a čištění povrchů v potravinářství, stravovacích provozech, veterinární praxi, institucích, kosmetických, kadeřnických a masérských salonech.

Balení:

- 1 l láhev
- 5 kg kanistr

Expirace:

- 24 měsíců

Typ přípravku:

- Biocidní přípravek



Výrobce:

BOCHEMIE a.s., Lidická 326, CZ – 735 95 Bohumín, tel.: 596 091 111, www.bochemie.cz
 Manažer pro prodej ČR: mob: + 420 724 013 101 • Manažer pro prodej SR: +421 903 262 932
 Manažer pro distributory ČR+SR:+420 724 176 368 • Produktový manažer ČR+SR: +420 724 913 393

